



→ **MECTRON**
MICROPIEZO

••••• DAS NEUE MICROPIEZO

Neues kompaktes Design, mit überzeugender Ergonomie für eine einfache und komfortable Anwendung.



→ SOFT MODE

- Mectrons einzigartiger SOFT MODE erlaubt eine nahezu schmerzfreie Behandlung für den Patienten und zugleich maximalen Komfort für den Anwender.
- Für alle Einsatzbereiche verfügbar.

→ WiFi



Integrierte WiFi-Technologie - bereits vorbereitet für zukünftige IoT-Anwendungen.



→ Flüssigkeitssystem

Unabhängiger Flüssigkeitscontainer mit 500 ml Fassungsvermögen. Leuchtet je nach Einsatzbereich in verschiedenen Farben.

→ Touch-Bedienung

Exklusive Multifunktions-Touch Tastatur, farblich codiert je nach klinischem Einsatzbereich.

→ Flush Spülfunktion

Kurzer Spülzyklus – bringt zu Beginn der Behandlung die Spülflüssigkeit an die Instrumentenspitze.
Langer Spülzyklus – startet einen automatischen Reinigungszyklus des Flüssigkeitskreislaufes am Ende der Behandlung.

→ Ultraschallhandstück slim

Schlankes LED Ultraschallhandstück mit zirkulärem Licht - nur 55 g leicht!


→ Multifunktional

3 Funktionen mit 12 verschiedenen Leistungseinstellungen

- scaling und perio
- endodontics
- prosthetics

→ Umfangreiche Instrumentenauswahl

- Mehr als 30 Instrumente verfügbar
- 1 Schlüssel 1 Instrument! Jedes Instrument wird in seinem eigenen SafeKey K10 geliefert, so wird eine Kreuzkontamination verhindert und der Aufwand bei der Sterilisation verringert.



SOFT MODE - FÜR EIN ULTRA-SCHONENDES SCALING.



“Der SOFT MODE ist in Zeiten der Biofilm-fokussierten Prophylaxe ein wichtiges Motivations-Instrument, das gerade bei der erstmaligen präventiven Zahnreinigungsbehandlung eingesetzt werden sollte. Ich würde die Anwendung bei Jugendlichen und Erwachsenen zur professionellen Biofilmentfernung empfehlen, um die Mundgesundheit und die allgemeine Gesundheit der Patienten zu fördern.”

Prof. Susan Wingrove, USA



“Mectrons SOFT MODE ermöglicht die höchste Ultraschalleffizienz ohne den Nachteil der Schmerzen für den Patienten ... es ist eine wirklich komfortable Behandlung.”

Dr. Marie-Ève Bezzina, Frankreich



“Kann in allen klinischen Situationen eingesetzt werden, insbesondere bei besonders sensiblen Patienten, um ihnen eine minimalinvasive Behandlung anzubieten.”

Prof. Annamaria Genovesi, Italien



“Es ist angenehmer für die Patienten und ich arbeite gerne damit, weil es erfolgreich ist. Es beschädigt viel weniger Zahngewebe.”

Dr. Susanne Graack, Deutschland

MECTRON DEUTSCHLAND
VERTRIEBS GMBH
Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln,
tel +49 221 492015 0, fax +49 221 492015 29
info@mectron.de
www.mectron.de oder shop.mectron.de

MECTRON S.P.A.
via Loreto 15/A,
16042 Carasco (Ge), Italia,
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374
www.mectron.com, mectron@mectron.com



© Copyright mectron S.p.A., Carasco, Italien
Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder und Grafiken der mectron-Broschüren unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Ohne schriftliche Zustimmung der mectron S.p.A. dürfen die Inhalte nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.