

PIEZOSURGERY® IMPLANT SITE PREPARATION INSERTS

IT → Preparazione sito implantare – sequenza di inserti
EN → Implant site preparation – sequence of inserts
DE → Implantatbettauflbereitung – Abfolge der Instrumente

FR → Préparation du site implantaire – séquence des inserts
ES → Preparación del lecho del implante – secuencia de insertos

IMPLANTS 3.2 – 3.3

INSERT SEQUENCE	BONE QUALITY
IM1S	
IM2	L
P2-3*	
IM2.8	M
IM3	H

IMPLANTS 3.7 – 3.8

INSERT SEQUENCE	BONE QUALITY
IM1S	
IM2	
P2-3*	
IM2.8	L
IM3	M
P3-4*	
IM3.4	H

IMPLANTS 4.0 – 4.1

INSERT SEQUENCE	BONE QUALITY
IM1S	
IM2	
P2-3*	
IM3	L
P3-4*	
IM3.4	M
CORTICAL BONE TAP TOOL	H

IMPLANTS 4.8 – 5.0

INSERT SEQUENCE	BONE QUALITY
IM1S	
IM2	
P2-3*	
IM3	
P3-4*	
IM4	L M
CORTICAL BONE TAP TOOL	H

* solo corticale crestale • only crestal cortical • nur krestale Kortikalis • seulement cortex crestale • solamente cortical crestal

L bassa densità ossea • low bone density • niedrige Knochendichte • basse densité osseuse • densidad baja de hueso
M media densità ossea • medium bone density • mittlere Knochendichte • moyenne densité osseuse • densidad media de hueso
H alta densità ossea • hard bone density • hohe Knochendichte • haute densité osseuse • densidad alta de hueso