

MECTRON PROPHYLAXIE OFFREZ À VOS PATIENTS UNE GAMME DE POUDRES SUR-MESURE

mectron

WE ♥ PRO
PHYLAXIS

WE ♥ PRO
PHYLAXIS

WE ♥ PRO
PHYLAXIS




→→→ UNE GAMME COMPLÈTE QUI S'ADAPTE

- PROPHYLAXIS POWDER SOFT^L
- PROPHYLAXIS POWDER SOFT^M

Spécialement conçue pour l'élimination en douceur du biofilm bactérien supra-gingival et des taches sur la surface de l'émail

INDICATIONS :

- Élimination des taches tenaces causées par le tabac, la nourriture et les agents colorés
- Nettoyage des fissures et sillons
- Traitement des patients orthodontiques



particules de bicarbonate de sodium agrandies à 1 mm

PROPHYLAXIS POWDER SOFT^L + SOFT^M

- À base de bicarbonate de sodium
- Granulométrie moyenne 55 μ m
- Parfum citron et menthe
- Emballage : 4 flacons de 250 g chacun
- Réf. 03140030 - SOFT^L
- Réf. 03140026 - SOFT^M


À CHAQUE TYPE DE PATIENT

→ PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE+ – GLYCINE POWDER

Spécialement conçue pour l'élimination du biofilm supra et sous-gingival tout en douceur

INDICATIONS :

- Élimination des dyschromies extrinsèques légères
- Détoxification des poches parodontales
- Maintenance parodontale
- Maintenance implantaire et traitement des péri-implantites
- Nettoyage des bagues orthodontiques
- Nettoyage des matériaux de restauration et des surfaces radiculaires exposées tout en douceur
- Diminution de la charge bactérienne dans la cavité buccale
- S'adapte à chaque type de patient



PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE+ – GLYCINE POWDER

- À base de glycine
- Granulométrie moyenne 25 µm
- Parfum doux
- Emballage : 2 flacons de 160 g chacun
- Réf. 03140021

particules de glycine à la géométrie très fine
et peu invasive agrandies à 1 mm

OPTÉZ POUR L'EXCELLENCE DANS LA PROPHYLAXIE



STARJET

aéropolisseur avec raccord turbine pour traitements supra et sous-gingivaux



COMBI touch

aéropolisseur et détartreur ultra délicat en un seul dispositif

INDICATIONS	SOFT ^L SOFT ^M	SENSI- TIVE ⁺	INDICATIONS	SOFT ^L SOFT ^M	SENSI- TIVE ⁺
Élimination du biofilm supra-gingival	●	●	Traitement des péri-implantites	○	●
Élimination des colorations extrinsèques	●	○	Traitement des bagues orthodontiques	●	●
Élimination du biofilm sous-gingival	○	●	Nettoyage des restaurations et prothèses	○	●
Détoxification des poches parodontales	○	●	Maintenance des obturations en composite	○	●
Maintenance implantaire	○	●			

Bibliographie :

- Bühler, Julia & Amato, Mauro & Weiger, Roland & Walter, Clemens. (2015). *A systematic review on the effects of air polishing devices on oral tissues*. International Journal of Dental Hygiene. 14. 10.1111/idh.12120.
- Hongsathavij, Rosalin & Kuphasuk, Yosvimol & Rattanasuwan, Kanyawat. (2017). *Clinical comparison of the stain removal efficacy of two air polishing powders*. European Journal of Dentistry. 11. 370-375. 10.4103/ejd.ejd_152_17.
- Poormoradi, Banafsheh & Tamasoki, Shahrzad & Shahbazi, Armaghan & Hooshyaryard, Amirarsalan & Vahdatinia, Farshid & Behgozin, Faeze & Tapak, Leili. (2018). *The comparison of two professional prophylaxis systems in plaque removal and debonding of orthodontic brackets*. Journal of Indian Society of Periodontology. 22. 414. 10.4103/jisp.jisp_387_17.

Distributeur : Bien-Air Dental SA,
Länggasse 60, 2500 Bienne 6, Tel +41 (0)32 344 64 25,
info@mectron.ch, www.mectron.ch

PROPHYLAXIS POWDER SOFT^L et SOFT^M sont enregistrées et fabriquées par
SPEIKO - Dr. Speier GmbH, Walther-Rathenau-Str. 59, 33602 Bielefeld, Germany
PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE⁺ est enregistrée et fabriquée par
PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Germany



© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italie
Tous droits réservés. Le texte, les images et les graphiques des brochures Mectron sont protégés par des droits d'auteur ainsi que par d'autres législations relatives aux droits de propriété. Le contenu ne peut pas être copié, divulgué, modifié ou mis à disposition de tiers à des fins commerciales sans autorisation écrite de Mectron S.p.A.

mectron
medical technology